



STYLAGE®
IPN-Like TECHNOLOGY
INJECTABLES

STYLE
YOUR
LIPS
SAFELY

Lipsa rekomendowanych gabinetów:
www.stylage.pl

VIVACY - BEZPIECZNE PIĘKNO

Dr Monika Maciejewska
Warszawa
www.instituty.drienaeris.com/pl/
instituty/warszawa-ul-ostrobramska

Dr Katarzyna Luch
Wrocław
www.dr.luch.pl

Dr Joanna Gruber-Miazga
Gdańsk
www.clinicanova.pl

Opatentowana technologia IPN-Like® zastosowana w produktach z gamy STYLAGE®, zapewnia odpowiednie właściwości produktu oraz wpływa na łatwość iniekcji, ułatwiając przeprowadzenie zabiegu. Zastosowanie technologii IPN-Like® pozwala na równomierne rozmieszczenie preparatu w tkance, co jest szczególnie istotne przy korekcji tak wrażliwego obszaru jak usta.

Technologia iniekcji STYLAGE BI-SOFT® została stworzona specjalnie z myślą o lekarzach medycyny estetycznej i ich pacjentach. Projekt strzykawki sprawia, że jest ona bardziej stabilna w ręku specjalisty a tym samym zmniejsza się ryzyko poślizgu, zatem nawet najmniejsze mikroruchy można wykonywać z łatwością, co przekłada się na efekt końcowy.

Używam wyłącznie oryginalnych produktów, bo bezpieczeństwo pacjentów jest dla mnie najważniejsze. Dlatego poprzez aplikację My Vivacy, która nieodpłatnie mogę zainstalować na moim telefonie, sprawdzam czy aplikuję pacjentowi oryginalny preparat STYLAGE®. Gwarancja od producenta Laboratoires Vivacy, daje mi pewność, że efekt korekcji będzie zgodny z oczekiwaniami.

**KWAS HIALURONOWY
IPN-Like®**

**INNOWACYJNA
TECHNOLOGIA STRZYKAWEK**

**GWARANCJA
ORYGINALNOŚCI PRODUKTÓW**

Dr Monika Radłowska
Zabrze
www.gabinyfelicita.pl

Dr Małgorzata Kossut
Warszawa
www.dr.kossut.pl

Dr Joanna Stosio-Rostecka
Szczecin
www.demestetic.pl

Wszystkie preparaty z gamy STYLAGE® zawierają kwas hialuronowy usieciowany z użyciem innowacyjnej technologii IPN-Like®. Zawierają także antyoksydanty: mannitol i sorbitol, które opóźniają degradację kwasu hialuronowego i pozwalają dłużej cieszyć się efektami zabiegu. Innowacyjna technologia oznacza pożądane efekty korekcji a najwyższe standardy produkcji dają poczucie bezpieczeństwa mnie i moim pacjentom.

W strzykawkach STYLAGE BI-SOFT® powierzchnia tłoka została powiększona i siła konieczna do iniekcji preparatu wydaje się być mniejsza, przez co zabieg przebiega bardziej płynnie. Jest to niezwykle istotne dla lekarza wykonującego wiele zabiegów w ciągu dnia, bo precyzja i komfort zabiegu znacząco się poprawiają, co jest odczuwalne zarówno przez specjalistę, jak i przez pacjenta.

Autentyczność, to gwarancja jakości produktu potwierdzona badaniami klinicznymi i zachowaniem najwyższych norm w trakcie produkcji. Każda strzykawka posiada unikalny kod, który po zeskanowaniu telefonem komórkowym z aplikacją My Vivacy, daje natychmiastową odpowiedź czy mamy do czynienia z produktem oryginalnym czy nie. W medycynie nie pozwalam sobie na eksperymenty, dlatego zaufanie do producenta i preparatu są dla mnie niezwykle istotne.

VIVACY
ORIGINALNY PRODUKT - PROFESJONALNY ZABIEG - POŻĄDANY EFEKT

STYLAGE®
IPN-Like TECHNOLOGY