



STYLAGE
IPN-Like TECHNOLOGY PATENTED

✓
STYLE YOUR FACE SAFELY

Lista rekomendowanych gabinetów: www.stylage.pl

VIVACY - BEZPIECZNE PIĘKNO

Dr Rafał Prager
Poznań
www.prostetica.com.pl

Dr n.med. Wojciech Marusza
Warszawa
www.akademiarzezbieniatwarzy.pl

Dr n.med. Anna Okruszko
Białystok
www.estmed.pl

Jednym z najbardziej widocznych objawów starzenia jest utrata objętości na twarzy. Do uzupełnienia tych ubytków nadaje się świetnie STYLAGE® XXL. Laboratoires Vivacy stworzyły nową formułę tego produktu z użyciem środka znieczulającego mepiwakainy, która zmniejsza ryzyko powstania siniaków i obrzęków. Cenie i polecam preparaty STYLAGE®, do produkcji których używany jest kwas hialuronowy usieciowany według opatentowanej technologii IPN-Like.

Polecam preparaty STYLAGE® w nowych strzykawkach BI-SOFT® Technology, bo unowocześnień sposobu aplikacji znacząco wpłynęło na jakość zabiegu i odczucia pacjenta. Uzyskanie naturalnego efektu korekcy twarzy wymaga czasem wykonania wielu drobnych mikroruchów, zatem poprawa ergonomii strzykawki znacznie ułatwia mi pracę. To w połączeniu z nowoczesnym preparatem sprawia, że ja i moi pacjenci "śpimy spokojnie".

Wybierając STYLAGE® kieruje się zawsze swoim doświadczeniem, ale też zaufaniem do producenta. Jeśli firma Vivacy jako pierwsza wprowadziła możliwość weryfikacji każdej pojedynczej strzykawki, to oznacza dla mnie, że daje gwarancję jakości a produkt jest przebadany i bezpieczny. Wykonując dziennie wiele zabiegów muszę mieć taką pewność, bo dobro pacjenta jest dla mnie najważniejsze.

KWAS HIALURONOWY IPN-Like®

INNOWACYJNA TECHNOLOGIA STRZYKAWEK

GWARANCJA ORYGINALNOŚCI PRODUKTÓW

Dr Karolina Falkowska
Białystok
www.aesthetic.clinic.falkowska

Dr Barbara Parda-Głomska
Piaseczno
www.drparda.com.pl

Dr Beata Pander
Warszawa
www.panderclinic.com

Dla lekarza wykonującego zabieg wolumetrii ma znaczenie zdolność liftingująca preparatu i jego łatwość rozprowadzania w skórze i tkance podskórnej. Właściwości te wynikają między innymi z technologii sieciowania. Technologia IPN-Like polega na wzajemnym przenikaniu się dwóch sieci kwasu hialuronowego. STYLAGE® XXL, ze względu na swoje unikalne właściwości dedykowany jest zabiegom wolumetrycznym.

Laboratoires Vivacy stworzyło system iniekcji, który ułatwia wykonywanie zabiegów z zakresu medycyny estetycznej. Nowy kształt sprawia, że strzykawki w technologii BI-SOFT® lepiej przylegają do dłoni, a w konsekwencji mięśnie ręki lekarza mniej się męczą. Korekcja wolumetryczna jest jednym z trudniejszych zabiegów i wymaga dużego doświadczenia, zatem poprawa komfortu pracy operatora jest niezwykle istotna.

Naturalny efekt zabiegów wolumetrii wymaga najwyższej jakości preparatów. Gwarantują one bezpieczeństwo. Nie uznaję w tej materii żadnych kompromisów, podobnie jak producent STYLAGE® XXL. Dlatego każda pojedyncza strzykawka jest oznaczona chipem RFID, który po zeskanowaniu za pomocą aplikacji „My Vivacy” pozwala zweryfikować AUTENTYCZNOŚĆ, a co za tym idzie jakość.

VIVACY PARIS ORYGINALNY PRODUKT PROFESJONALNY ZABIEG POŻĄDANY EFEKT